

 efasys.es	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Ref. interna:	Fecha:
		MAS14	11/03/2021

## **FFP2 NR Mascarilla filtrante**

Este producto ha sido desarrollado por Efasys con un diseño que se puede adaptar más estrechamente a cada cara, aumentando su ajuste hace que sea más cómodo de usar, proporciona más movimiento, aumenta el área de ventilación para hacer más fácil la respiración.

La goma de orejas está hecha de materiales muy elásticas, para no causar dolor en las orejas y que no se suelten fácilmente, lo que garantiza un uso cómodo durante mucho tiempo.

### **Especificación:**

Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a FFP2 según reglamento UE 2016/425, ref. KHT-001 cumple con las especificaciones de la norma UNE EN 149:2001+A1:2009, certificado examen UE de tipo emitido por LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB – Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra (Barcelona) - N°0370-4162-PPE/B.

Eficacia mínima de filtración  $\geq 96\%$ . Modelo desechable, no reutilizable (NR).

Siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta las advertencias. En caso contrario, la efectividad de la mascarilla se vería reducida, lo que puede provocar un riesgo serio para su salud. El usuario debe asegurarse que sabe cómo usar y colocarse la mascarilla previamente. Asegúrese de que la mascarilla se encuentra en buenas condiciones antes de usarla, que no está sucia, dañada, o con algún elemento suelto, en estos casos no la utilice.

### **Composición:**

El EPI se fabrica en un material no tejido:

5 Capas 2 x Spunbond 46% / 2 x Meltblown 30% / Algodón 24%

Posee dos bandas de ajuste elástico de cabeza y clip de nariz.

### **Advertencias:**

Manipular con las manos limpias.

Mascara no valida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).

Mascara no valida en atmósferas explosivas.

 efasys.es	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Ref. interna:	Fecha:
		MAS14	11/03/2021

Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas.  
 El usuario debe conocer el uso y manejo de la máscara. No utilizar en zonas con riesgo de explosión.  
 No reutilizar, por favor desechar responsablemente.  
 Si está deteriorada, reemplazarla por otra aunque no se haya utilizado nunca.  
 Es inapropiado el uso de la mascarilla por diferentes usuarios.  
 Este EPI no debe usarse contra riesgos distintos a los descritos anteriormente.

### Condiciones de almacenamiento:

Condiciones de almacenamiento: guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Temperatura óptima de almacenamiento dentro del rango -20 a 30° C. Evitar fuentes de calor. En estas condiciones, la mascarilla tiene una caducidad de dos años.

### Instrucciones de ajuste:

- 

**1** Lávate las manos durante 40-60 segundos antes de manipularla.
- 

**2** Toca solo las gomas de la mascarilla.
- 

**3** Póntela sobre nariz y boca, asegurándote de que no quedan grandes espacios entre tu cara y la mascarilla.
- 

**4** Pasa las bandas elásticas por detrás de tus orejas.
- 

**5** Pellizca la pinza nasal para ajustarla bien a la nariz.
- 

**6** Evita tocar la parte exterior de la mascarilla. Si lo haces, lávate las manos antes y después.
- 

**7** Antes de quitarte la mascarilla, lávate las manos.
- 

**8** Retírala tocando sólo las bandas elásticas.
- 

**9** Para desecharla, introdúcela en una bolsa de plástico. Deposítala cerrada en la basura y lávate las manos.

**ADVERTENCIA: SOLO UN USO, TIEMPO MAXIMO DE UTILIZACION 8 HORAS**